

## Disposa-Shield®

Disposable Polyethylene Barriers  
for Low-Speed, Long Handpiece

Barrières en polyéthylène à usage unique pour pièce à main longue à faible vitesse /  
Barriere in polyethilene monouso per manipolo lungo a bassa velocità /  
Polyethylen-Einwegschutz für langes Handstück mit geringer Geschwindigkeit /  
Fundas de polietileno desechables para pieza de mano larga de baja velocidad /  
Wegwerpbarrières van polyethyleen voor lang handstuk voor lage snelheid

Quantity / Quantité /  
Quantità / Menge /  
Cantidad / Aantal

500

This product does not replace cleaning and disinfection of dental instruments.  
Please clean and disinfect dental instruments after each patient as described by  
the instrument manufacturer.

REF A88006  
ReOrder No.

Indications for use: Disposable Barrier Sleeves and Covers are intended to serve as a disposable barrier for dental instruments and equipment. This device is non-sterile and intended for single patient use only.

Instructions for use:

1. Insert handpiece into wide end of shield.
2. Pull shield down over handpiece. Insert angle onto end of handpiece. Tighten retention chuck completely.
3. Dispose of Low Speed, Long Handpiece cover after each patient.

Indications d'utilisation : les manchons et les couvercles de protection jetables sont destinés à être utilisés comme protections hygiéniques à usage unique pour les instruments et les équipement dentaires. Ce dispositif non stérile est destiné à un usage unique.

Instructions d'utilisation :

1. Insérer la pièce à main dans l'extrémité large du masque.
2. Tirer le masque vers le bas par dessus la pièce à main. Insérer l'angle sur l'extrémité de la pièce à main. Serrer complètement la pince de rétention.
3. Jeter le cache de la pièce à main longue, basse vitesse après chaque patient.

Indicazioni per l'uso: le guaine e i manicotti monouso sono destinati a fungere da barriera monouso per strumenti e attrezzature odontoiatriche. Questo dispositivo non è sterile e deve essere utilizzato esclusivamente su un singolo paziente.

Istruzioni per l'uso:

1. Inserire il manipolo nell'estremità larga dello schermo protettivo.
2. Abbassare lo schermo protettivo sul manipolo. Inserire l'angolo sull'estremità del manipolo. Stringere completamente il mandrino di ritenzione.
3. Smaltire la copertura del manipolo lungo e a bassa velocità dopo ogni paziente.

Anwendungsbereich: Schutzhülsen und -hüllen für den Einmalgebrauch dienen als Einwegbarriere für dentale Instrumente und Ausstattungen. Die Schutzhülsen sind unsteril und nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Gebrauchsanweisung:

1. Handstück in das breite Ende der Schutzhülle einführen.
2. Die Schutzhülle über das Handstück ziehen. Das Winkelstück auf das Ende des Handstücks setzen. Haltefutter fest anziehen.
3. Die Schutzhülle des langen Handstücks mit niedriger Geschwindigkeit nach jedem Patienten entsorgen.

Indicaciones de uso: Las fundas y cubiertas protectoras desechables son una protección desechable específicamente diseñadas para el instrumental y el equipamiento dental. Este dispositivo no es estéril y está diseñado para usarse con un único paciente.

Instrucciones de uso:

1. Inserte la pieza de mano en el extremo ancho de la protección.
2. Tire de la protección hacia abajo sobre la pieza de mano. Inserte el ángulo en el extremo de la pieza de mano. Apriete el sistema de retención por completo.
3. Deseche la cubierta de la pieza de mano larga de baja velocidad después de cada paciente.

Indicaties voor gebruik: Wegwerpbarrièrehulzen en -hoezen zijn bedoeld als wegwerpbarrière voor tandheelkundige instrumenten en apparatuur. Dit hulpmiddel is niet steriel en uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt.

Gebruiksaanwijzing:

1. Steek het handstuk in het brede uiteinde van de afscherming.
2. Trek de afscherming naar beneden over het handstuk. Plaats de hoek op het uiteinde van het handstuk. Draai de retentiehouder volledig vast.
3. Gooi de hoes van het lange handstuk voor lage snelheid na elke patiënt weg.



Manufactured For:  
Dentsply Professional  
1301 Smile Way  
York, PA 17404 USA  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)



Dentsply DeTrey GmbH  
De Trey Strasse 1  
Konstanz D-78467  
Germany



See Website for Symbols Glossary



[www.dentsplysirona.com/IFU](http://www.dentsplysirona.com/IFU)

PracticeProtect™ is a trademark owned by Dentsply Sirona Inc.

Made in China

A88006-7-eifu Rev. 18 (0921)